

Raccord d'arrêt de vide à usage unique non stérile

**Codes :**

Reference: 275045

Description :

Raccord d'arrêt de vide, à usage unique, non stérile, destiné à être raccordé entre une sonde d'aspiration (en contact avec le patient pour aspirer les sécrétions) et un tuyau du système de régulation de vide.

Sans intervention, le stop vide bloque l'aspiration. Pour obtenir l'aspiration, obstruer le trou central.

Performances :

Débit max. : 50 L/min pour une pompe d'essai de : dépression maximale = - 930 mbar, Débit max. = 55 L/min