

Pochette spéciale analyses Row bleue

Codes :

Reference: MEROW01B



Description :

Destinée au transport des échantillons. Matériau : 210 D.

1 petit support spongieux isotherme pour divers diamètres de tubes (3 grands, 28 moyens et 5 petits).

1 support creux pour les seringues, élastiques, aiguilles et gants.

1 poche avec fermeture pour l'accumulateur de froid et les ustensiles courants.

2 poches externes, 1 bourse hermétique, 1 base d'éponge absorbante.

Poids : 240 g.

Capacité max. : 2 kg

Dim. extérieures : 26 x 12 x 12 cm (3,7 l).

Garantie : 2 ans.