

Négatoscope Med'X- 2 plages horizontales

Codes :

Reference: NM2V

**Description :**

Coffre entièrement blanc.

Plages étendues uniquement.

Réflecteur central en aluminium martelé pour une meilleure répartition de la lumière.

Fabrication française. Marquage CE autorisé.

Conforme à la directive CEM93/68/CEE.

Existe de 1 à 4plages, horizontales ou verticales, avec interrupteur ou variateur.

Modèle avec variateur , 2 plages 1(72 x 43cm) horizontales blanc.