

Dépresso-massage TV20 sans guéridon

Codes :

Reference: TV20

**Description :**

L'appareil de dépresso-massage Vacuodermie TV20 contient des programmes pré-établis et personnalisable pour la rééducation et l'esthétique à l'aide de ventouses qui permettent de réaliser des traitements allant de la profondeur vers la surface.

La Vacuothérapie peut ainsi traiter des problèmes de cellulite, cicatrices, rides. Elle est indiquée dans de nombreux domaines (kiné du sport, esthétique, rhumatologie...).