

Sensitive Promed

Codes :

Reference: PRO055

**Description :**

Lampes à LED (lumière froide) au dessus du mandrin, pour éclairer la surface traitée.

Tous les soins de manucurie et pédicurie.

Réglage de rotation droite/gauche de la vitesse jusqu'à 15 000 t/min par touches tactiles, protégées contre les poussières.

Livré avec un étui de rangement, 12 accessoires et 30 bandes abrasives.

Alimentation électrique par transformateur secteur.

Garantie : 2 ans