

Deluxe Medbag option trolley

Codes :

Reference: TRI006



Description :

Utilisation polyvalente : bandoulière, sac à dos ou trolley (option).

Tissu très résistant, imperméable.

Finition simili cuir.

Fermetures éclair YKK.

Nombreuses poches internes et externes, bandes élastiques intérieures.

Intérieur modulable avec séparateurs velcro.

Fournie avec : 1 ampoulier isotherme, 1 porte documents « bloc notes ».

Dim. : 50 x 30 x 29,5 cm.

Garantie : 2 ans