

## Med Bag noir

**Codes :**

Reference: TRI004

**Description :**

Tissu très résistant, imperméable et lavable.

Fermeture éclair YKK.

Entièrement capitonnée et molletonnée.

9 poches dans le compartiment central. 2 poches latérales dont une pour le téléphone, 1 poche frontale zippée avec élastique de soutien et 1 poche à l'arrière, fermeture velcro pour doc A4.

Livrée avec bandoulière.

Dim. : 42 x 20 x 32 cm. Poids : 1,5 kg.

Couleur : noir

Garantie : 1 an

Malette médicale Classic Medbag