

# Oxymètre de pouls Oxy - One

**Codes :**

Reference: OXY001

**Description :**

Oxymètre de pouls mesurant la SpO2 et les pulsations cardiaques M/A entièrement automatique sans bouton.

Intervalle de mesure SpO2 de 35-100% / pulsations de 30-250 BPM.

Ecran couleur OLED avec affichage rotatif toutes les 12 sec.

Poids : 50 g avec 2 piles AAA.

20 heures d'autonomie avec indicateur de batteries faibles.

Fourni avec une dragonne et deux batteries AAA.

Garantie : 2 ans.