

Presse horizontale NC 20

Codes :

Reference: NC20

**Description :**

Charge : 135 kg.

Transmission par sangle haute résistance (1,6 tonnes).

Sellerie noire anti-feu M1.

Châssis mécano soudé en tubes ovalisés de 3 mm d'épaisseur.

Options : Réglage plateau.

Charge supplémentaire.

(A) Réglage de précision de 7 kg (6 x 1 kg + 2 x 0.5 kg), spécial rééducation.

(B) Kit de réglage de 2,5 en 2,5 kg.

Sellerie de couleur.

Dim : L.200 x l.122 x H.174 cm.

Fabrication française.

Garantie : 5 ans hors sellerie et pièces d'usure.

