

# Tensiomètre XXL modèle adaptable sur rail



## Codes :

Reference: M00009325

## Description :

Tensiomètre grand écran, spécialement conçu pour les hôpitaux et les cabinets médicaux. Tête orientable et inclinée. Sans latex.

Garantie : 10 ans.

Garantie : 2 ans (brassard, poire et poche).

## Avantages

Modèle professionnel polyvalent.

Grand cadran.

Sans latex.

10 ans de garantie.

## Descriptif

Comme le tensiomètre à grand cadran **GAMMA XXL LF-R** ne contient pas de mercure, il est à la fois sans risque et écologique.

Construction robuste en polycarbonate pour résister aux sollicitations les plus exigeantes en cabinet ou à l'hôpital.

Cadran de grande dimension (Ø 130 mm) orientable pour une lecture facile, sous n'importe quel angle.

Aiguille précise de haute qualité pour une indication exacte, stable et juste.

Valve de précision en métal facile à doser.

Tube de gonflage spiralé (3 mètres) donnant une plus grande distance de travail.

Valve d'échappement d'air de précision.

---

**Caractéristiques** Modèle : Sur rail.

Coloris :Blanc.

Matériau :Polycarbonate.

**Norme et garantie** : Garantie 10 ans.

**Modèle commercial** : GAMMA XXL LF-R.

**Gamme commerciale** : Gamma.

**Marque** : Heine.