

Otoscope Mini 3000 F.O à piles Eclairage XHL - 5 spéculums AllSpec + 4 réutilisables



Codes :

Reference: D00170120



Description :

Le pack Mini 3000 F.O XHL comprend :

1 Otoscope Mini 3000 FO XHL

1 jeu de 4 spéculums réutilisables

5 spéculums à usage unique AllSpec dans chaque diamètre (2,5 mm et 4 mm).

1 Boîtier en polycarbonate.

1 Poignée à piles Mini 3000.

Avantages

Grossissement de 3x.

Avec éclairage XHL lumineux pour une haute rendu des couleurs.

Éclairage à fibres optiques (F.O.) de haute qualité pour un éclairage homogène et sans ombres.

20.000 cycles marche / arrêt garantis.

Ampoule halogène xénon XHL.

Eclairage par fibres optiques.

2,5 V.

Grossissement 3x.

Avec piles (fournies).
Taille des instruments : Compacte.
Polycarbonate.
Fenêtre d'observation acrylique.
Mini 3000 F.O.

Otoscope de poche moderne avec un design unique. Finition compacte et luminosité intense. Uniquement combinable avec le système de poignée mini3000. Livrable en noir ou bleu. Ampoules Xénon Halogène pour un éclairage lumineux et une haute-fidélité des couleurs. 20.000 cycles marche / arrêt garantis. Eclairage distal par fibres optiques (F.O.) : Illumination sans reflet du tympan et du canal auriculaire. Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier optimisée pour des images des plus précises et des reflets minimisés. Fenêtre d'observation intégrée mais pouvant pivoter sur le côté. Test pneumatique du tympan grâce au raccord de soufflerie et un connecteur en option. Clip de fixation avec interrupteur intégré. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. Piles échangeables de type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option. Ensemble deux pièces : poignée à piles et tête. Pas de maintenance. Design primé. Qualité maximale aux dimensions minimales.

Otoscope de poche moderne
Eclairage par fibres optiques
Raccord pour test pneumatique

Set Otoscope - Mini 3000 F.O - A piles - XHL - 5 spéculums AllSpec + 4 réutilisables