

Dermatoscope mini3000® à LED embout contact

Codes :

Reference: D00878106



Description :

Sans entretien, luminosité constante tout au long de la durée de vie.
Température de couleur : 4 000° Kelvins.
Indice de rendu des couleurs > 95.
Optique achromatique de haute qualité neutre au niveau des couleurs.
Grossissement : x 10.
Autonomie : jusqu'à 10 heures.
Garantie : 5 ans.
Par défaut le coloris livré est noir, autres coloris nous contacter.

Avec embout de contact, avec ampoule, sans poignée.