

Appareil de cryothérapie CryOmega®

Codes :

Reference: DUCRY004



Description :

Appareil multi-usage jetable pour la destruction chirurgicale de tissu cible par application cryogénique, gaz à des températures extrêmement basses.

Appareil de cryothérapie

CryOmega®

Multi-usage jetable.

Pour la destruction chirurgicale

de tissu cible par application cryogénique, gaz à des températures extrêmement basses.

Pour le traitement des verrues par application directe d'azote liquide (- 89° C).

8 secondes suffi sent.

Plus de 300 secondes de traitement par appareil.

Contient 16 g de N2O.

Poids : 157 g.

Appareil de cryothérapie CryOmega®