

# Halogène Diana interrupteur classique Généralistes, dermatologues, gynécologues

**Codes :**

Reference: BOR50651B

**Description :**

7 Watts. 5 500° Kelvin.

Longévité des LEDs : 50 000 heures mini.

Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95.

à 30 cm : 47 500 lux, diam. éclairé : 8 cm.

à 50 cm : 25 000 lux, diam. éclairé : 10 cm.

à 100 cm : 7 000 lux, diam. éclairé : 20 cm.

Interrupteur classique.

Longueur de flexible : 650 mm

Options : batterie autonomie 2 heures.

Fixations en option : pied roulant télescopique, bras mural articulé, équerre murale, étau universel, étau simple.

Coloris : blanc

Garantie : 5 ans.