

Halogène Tina flexible 1000 mm Généralistes, dermatologues, gynécologues

Codes :

Reference: HTI01001B



Description :

Lampe d'examen halogène Tina*

Généralistes, dermatologues, gynécologues LID

Source dichroïque 12 V / 20 Watts. 3 000° Kelvin.

Indice Rendu de Couleur (IRC) : 100.

A 30 cm : 57 000 lux, diamètre éclairé : 5 cm.

A 50 cm : 23 000 lux, diamètre éclairé : 10 cm.

A 100 cm : 6 000 lux, diamètre éclairé : 20 cm.

Longueur de flexible : 650 mm ou 1000 mm.

Longévité des ampoules : 5000 h.

Coloris : blanc, noir.

Fixations en option : pied roulant télescopique, bras mural articulé, équerre murale,étau universel, étau simple.

Fabrication française.

Garantie : 3 ans.

Coloris : blanc. Flexible : 1 000 mm.