

Infrarouge Thera Kinésithérapeutes

Codes :

Reference: IRT250860

**Description :**

Poignée ergonomique.

Diam. tête de lampe : 260 mm., 250 Watts.

Longueur de flexible : 860 mm.

Longévité des ampoules IR (culot E27) : 5000 heures (en verre dur avec réflecteur intégré. 90% de l'énergie est transmise sous forme infrarouge).

Grille de protection avec trois pattes recouvertes de silicone.

Coloris : blanc.

Fixations en option : pied roulant télescopique lesté, équerre murale, étau universel, étau simple.

Fabrication française.

Garantie : 5 ans.