

# Lampe d'examen LED Hepta Généralistes, dermatologues, gynécologues

**Codes :**

Reference: LED7651B

**Description :**

Lampe d'examen LED Hepta\*  
Généralistes, dermatologues, gynécologue  
LID  
7 Watts. 4 500° Kelvin.  
Longévité des LEDs : 50 000 h. mini.  
Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95.  
A 30 cm : 53 000 lux, diam. éclairé : 8 cm.  
A 50 cm : 30 000 lux, diam. éclairé : 10 cm.  
A 100 cm : 9 500 lux, diam. éclairé : 20 cm.  
Interrupteur classique ou variateur. Fixations en option.  
Longueur de fl exible : 650 mm ou 1 000 mm.  
Coloris : blanc, noir.  
Fabrication française. Garantie : 3 ans.  
Coloris : blanc. Interrupteur classique. Flexible : 650 mm.