

Autoclaves 18L stérilisateur

Codes :

Reference: B18

**Description :**

Référence : B18 Poids net : (enKg) 56 Capacité : 18 Litres Classe : B Pays de fabrication : Etats-Unis

Conforme à la norme BS EN13060, l'autoclave B18 est livré avec un large éventail de fonctionnalités pour une utilisation facile.

Fermeture motorisée

Cycles de stérilisation préprogrammés

Impression automatique des cycles de stérilisation

Traçabilité des données et imprimante intégrée

Peut être connecté à un système de déminéralisation ou d'osmose inverse

Porte-plateau réversible (plateaux ou cassettes)

Dimensions extérieures:

Profondeur: 610 mm Largeur: 505 mm Hauteur: 400 mm

Dimensions du plateau (profondeur de la chambre):

Quantité: 4 Dimensions: 185 mm x 285 mm x 17 mm

Volume de la cuve: 18 litres

Poids de la machine vide: 56 kg

Réservoir d'eau interne (propre et eaux usées): 2 litres

Nombre de cycles avec chargement d'eau (indicatif): 8

Poids stérilisable emballé: 3 kg

Poids stérilisable non emballé: 4 kg

Matériau poreux: 1 kg

Tension d'alimentation: 220 - 240 V

Fréquence du secteur: 50 - 60 Hz

Puissance nominale: 2 400 W
Cycles test Bowie & Dick, Helix et test de vide

CONFORMITE

Autoclaves de classe B
Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485
Directives :
Dispositifs médicaux 93/42/CE
Récipients sous pression 97/23/CE
Petits stérilisateurs à la vapeur EN 13060
Compatibilité électromagnétique CEI EN 61326-1
Règles de sécurité pour stérilisateurs CEI EN 61010-2-40

ADAPTABILITE

Raccordement possible d'un déminéralisateur ou osmoseur
Porte plateaux réversibles (utilisation de plateaux ou cassettes)

CONFORT

Fermeture de porte automatique
Affichage programmable dans votre langue
Cycles de stérilisation préprogrammé
Remplissage/vidange en eau par pompe automatique
Impression automatique du cycle de stérilisation

Systèmes professionnels de stérilisation