

Mini Collecteurs Essentia 1,1L

Codes :

Reference: ST07006



Description :

Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.

Le couvercle est équipé d'un système anti-reflux ; il possède une large ouverture (50 x 35 mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles, notamment un opercule spécialement conçu pour les embouts de stylos à insuline/adrénaline.

Fabrication et norme française.

Collecteur 1,1 l. Dim. : 114 x 72 x 226 mm

Mini Collecteurs Essentia 1,1L