

Tunique Joutyn

Codes :

Reference: JOUTYN401021

**Description :**

Coupe cintrée, encolure ronde. 3 poches.

Manches kimono.

Fermeture par boutons pression.

Taille : 0/5. Long : 80 cm.

Coloris : bleu river/blanc

Autres coloris : blanc/vert grany, fuschia foncé/noir, blanc/fuschia foncé.

Par défaut le coloris est bleu river/blanc, autres coloris nous contacter.

65% polyester, 35% coton.

Devis quantitatif sur simple demande.

Fabrication française.

