

Tunique Noémie

Codes :

Reference: NOEMIE4036

**Description :**

Coupe cintrée. Encolure ronde.

3 poches.

Manches kimono courtes.

Boutonnage latéral par boutons pression.

Taille : 0/5. Long. : 75 cm

Coloris disponibles : turquoise, blanc, fuschia foncé, vert grany, camélia, violette.

Couleur : Fuschia foncé

Par défaut le coloris est Fuschia foncé, autres coloris nous contacter.

65% polyester, 35% coton.

Devis quantitatif sur simple demande.

Fabrication française.

Fuschia foncé.