

Toise seca 232 pour seca 336 - Pèse-bébé 336 classe III

Codes :

Reference: 2321717009



Description :

Compact, léger avec poignée de transport ou de suspension. Fonctions : Tare, Figé, Extinction auto.

- Portée : 15 kg. Graduation : 10 g. Poids : 3,4 kg.
- Dim.(L x H x P) : 638 x 115 x 300 mm.
- Aliment. : piles, bloc secteur seca 447 en option.
- Options : toise seca 232, appui-tête et pieds seca 419, sacoche souple seca 428.

Modèle 336 Classe III. N° Appr. D 00 09 020.

Graduation : 10 g.