

Sacoche de transport seca 414

Codes :

Reference: 414000009



Description :

Sacoche de transport seca, Mallette rigide pour seca 374 / seca 334 / seca 354.

Conçue pour accueillir les pèses-bébés seca 385, 384 et la toise seca 417, la sacoche de transport seca 414 permet un rangement sûr, résistant à l'eau et spacieux. Idéale pour la mesure combinée du poids et de la taille des bébés et des nourrissons en utilisation mobile.

Dim. : L.625 x H.350 x P. 210 mm.

Poids net : 2.8 Kg.

Pratique. Transport confortable avec bretelles ajustables

Qualité supérieure : en nylon robuste

Transport sécurisé : résistant à l'eau et à la poussière