

Pèse-bébés 354

Codes :

Reference: 3541317959

**Description :**

• Plateau amovible pour la pesée de bébés et d'enfants en position couché ou debout. • Fonctions : Tare, Prise de lait, Figé, Extinction auto. • Portée : 20 kg. Dim. : 552 x 165 x 362 mm. • Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g. • Alimentation : piles.

Attention, le pèse bébé 354 n'est pas homologué pour un usage professionnel. Il ne sera pas livré avec un certificat de conformité.