

Pèse-bébé 384 Classe III

Codes :

Reference: 3847017099



Description :

Plateau amovible pour la pesée de bébés et d'enfants en position couché ou debout.

Fonctions : Tare, Prise de lait, Figé, Extinction auto.

Portée : 20 kg. Dim. : 552 x 165 x 362 mm.

Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.

Alimentation : piles.

Garantie : 2 ans.

L'exceptionnelle flexibilité de ce pèse-bébé en fait une petite merveille : il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher la nacelle de son support. Vous obtenez alors un robuste pèse-personne pour enfant allant jusqu'à 20 kg (seca 384). Le mécanisme de jonction entre les deux éléments amovibles de l'appareil est absolument sûr, même lorsqu'on le soulève ou le transporte. La forme douce et arrondie de la nacelle procure au bébé une sensation de bien-être et de sécurité si importante pour lui ; la fonction « allaitement » (BMIF) permet de contrôler avec précision la quantité de lait ingérée.