

Plate-formes électroniques sans fil 655 classe III

Codes :

Reference: 6657021193



Description :

Idéale pour peser les patients sur fauteuil roulant.
Plateforme peu épaisse, barre de maintien (modèle seca 677 uniquement) et colonne repliables pour un transport sur roulettes.
2 rampes d'accès intégrées. Roulettes de transport.
Fonctions : tare, pré-tare, fi gé (seca 677), fi gé auto, IMC, extinction auto, impression/envoi des données auto.
Technologie Wireless permettant de transférer les données directement vers le dossier électronique du patient ou vers une imprimante seca.
Grad. : 100 g < 200 g > 200 g.
Poids max. : 300 kg.
Livrées étalonnées + carnet métrologique, vignette de conformité.
Alimentation : secteur (seca 677), batterie/secteur (seca 665).
N° Appr. D 00 09 010. CEM.
Garantie : 2 ans.
Seca 665 : afficheur sur colonne, sans main courante.
Dim. : L. 1102 x p. 1150 x H. 912 mm. Poids : 33,4 kg.