

## Pèse-lit électronique 985 classe III

**Codes :**

Reference: 9857021099

**Description :**

Pour une pesée en douceur des personnes alitées des services de dialyse et de soins intensifs.

Mécanisme à levier breveté pour positionner sans effort les cellules de mesure sous les roulettes du lit.

Fonctions : Tare, Pré-Tare, Figé, IMC, Valeur limite.

Tare-lit : 250 kg. Charge maximum du patient : 250 kg.

Dim.:(LxHxP):520x927x562mm.

Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.

Poids : 25,6 kg (capteurs + chariot).

Alimentation : bloc secteur, batteries.

Chariot à instruments avec écran.

N° Appr. D 00 09 009.