

Pèse-personne mécanique 761 classe III blanc

Codes :

Reference: 7617019008



Description :

Pèse-personne mécanique

761 Classe III

seca

Tapis amovible (fixation par clip) facilitant son nettoyage ou son changement.

Disque cadran en métal anti-corrosion.

Dim. : L. 301 x p. 470 x H. 118 x mm.

Graduation : 1 kg.

Poids : 3,5 kg. Poids max. : 150 kg.

Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.

N° Appr. D 94 09 038.CEM.

Garantie : 3 ans.

Modèle 761 blanc / tapis noir.