

Armoire Monobloc Radio

Codes :

Reference: MVP20GPMEDGR



Description :

Armoire à rideaux monobloc de grande profondeur.
H.198 x l. 120 x p.60 cm dédiée au classement des dossiers radiologie.
Finition époxy, résistante aux chocs.
Rideaux à ouverture totale, en polypropylène, classé non feu M3.
Poignée cuvette assortie au coloris du corps de l'armoire.
Serrure à barillet interchangeable avec 2 clefs.

Accessoires :

2 tablettes spécifiques de grande profondeur utile : 54,2 cm,
2 séparateurs verticaux de grande hauteur : 33,5 cm, 2 supports 2 tubes pour dossiers suspendus.

Coloris : gris perle.

En option : dossiers suspendus pour rangement radiologie.

Possibilité d'installation sur demande.

Fabrication française.