

Desserte dynamique 24 tiroirs, corps anthracite, tiroir taupe

Codes :

Reference: DH24TANBS

**Description :**

Corps métallique monobloc peinture époxy, doté de 4 roulettes pivotantes diam. 40 mm.

Système 24 tiroirs, classement à plat.

Tiroirs réalisés en PS demi choc, avec butée d'arrêt.

Dim. : H.660 x l. 366 x p. 425 mm.

Hauteurs de tiroirs :25 mm .

Tiroirs livrés avec un jeu d'étiquettes 4 coloris.

Coloris de structure : anthracite.

Coloris de tiroirs : taupe.