

Tensiomètre Lian Nano® brassard clinique lavable TM Shockproof

Codes :

Reference: 513251

**Description :**

Résistant aux chocs. Brassard avec fermeture velcro nylon Oxford. Livré sous trousse.

Existe en nylon noir et coton motifs.

4 tailles nylon (S, M, L, XL). 3 tailles coton (S, XS, XXS). 4 tailles brassard Clinic®.

Existe en large adulte et obèse. Garantie : 2 ans sur le manomètre. Contrôle métrologique tous les 2 ans.

Brassard Clinic, lavable et décontaminable à froid en surface et par immersion. Taille M