

## Holter tensionnel Suntech® Oscar2™

### Codes :

Reference: 230200



### Description :

Système de surveillance ambulatoire sur 24 heures.

Validations BHS, ESH, AAMI.

Confortable, léger, compact.

Supporte les mouvements, réduisant ainsi les répétitions, surgonflages et erreurs de mesure.

Logiciel d'interprétation intuitif ACCUWIN Pro v3 sur CD-Rom.

Livré avec : 2 brassards Orbit (adulte et adulte plus), housse de protection, une ceinture et une bandoulière de transport, câble de liaison PC RS232 et adaptateur USB, 4 piles AA (LR6), 10 journaux d'activités patient, manuel utilisateur.

Garantie : 2 ans, ex tension possible jusqu'à 5 ans.