

Otoscope vidéo Otoscreen 2

Codes :

Reference: 570701

**Description :**

Otoscope vidéo à écran LCD HD intégré 2,4".

Caméra miniature amovible permettant de se rapprocher au plus près du site d'examen.

Diffusion sur grand écran via câble vidéo RCA fourni.

Eclairage : 2 lampes LED.

Autonomie 4 heures avec témoin de charge.

Avec housse luxe pour protection et trans port et 2 piles LR06 AA 1,5 V.

Garantie : 1 an