

Transat New Aqua taille 3

Codes :

Reference: 822042



Description :

Dossier et assise réglables indépendamment (90° à 180)°. Réglage en hauteur du piètement. Base avec pieds antidérapants. Assise et dossiers basculables. Livré avec 2 ceintures de sécurité pour le torse, 2 boucles pour les jambes et un appui-tête réglable en hauteur et largeur. Ensemble en polypropylène et nylon. Dimensions hors tout : larg. 45 x prof. 61/75 cm. Revêtement standard imputrescible. Revêtement ultra confort en option. Poids max utilisation=80kg. Garantie 2 ans.