

Attelle gauche pour potence haut-profil TM Rolyan®

Codes :

Reference: 081282987

**Description :**

L'attelle pour potence haut-profil pour main est une orthèse préformée en matériau Polyform avec rembourrage Plastazote.

Traction radiale possible

Le positionnement précis de la potence pour un axe de 90° de traction est réalisé en ajustant les vis de chaque côté de l'attelle

Un composant (en option) permet d'appliquer la traction dynamique du pouce ou de coupler la force des 2e et 3e doigts

Pour déterminer la taille, mesurer la largeur de la 2e à la 5e MCP

Indications: extension des MCP, après une arthroplastie des MCP ou une blessure du nerf radial

Attelle pour main gauche.

Dim. : M : 8,9 - 10,2cm