

# Charnière poignet droit incrémental Rolyan®

## Codes :

Reference: 081268614



## Description :

La charnière de poignet incrémental droit peut être à mobilité libre avec butée de fin de course ou statique pour prévenir la tension sur les tendons et les nerfs atteints.

Réglage de l'extension totale à la flexion totale par incréments de 10°, marqués sur la charnière

Excellente suite au protocole de réparation à 4 plans des tendons La charnière se fixe à l'attelle en 2 parties (non incluse) pour positionner le poignet avec le degré de flexion ou d'extension désiré

La vis de réglage permet des réglages simples de la charnière

Longueur ajustable en fonction de la taille des mains

Non recommandée pour les cas de spasticité grave

Sont inclus : une charnière de poignet métallique, des vis de réglage et des vis de fixation •

Indications : fractures et luxations du poignet, fractures de la base des MCP, enraidissements / raideurs ou contractures du poignet, suite à l'interventions sur des tendons et des nerfs ou sur le canal carpien