

Thermomètre sans contact parlant R1

Codes :

Reference: 861154



Description :

Température corporelle et de surface. Possibilité de couper la fonction vocale. Longueur 17 cm.25 Piles AAA fournies.

Ce thermomètre prend une température précise sans toucher la peau. Avec sa fonction parlante, il énonce clairement la température. La fonction parlante n'est pas obligatoire pour conserver le silence. Lorsque le température est trop haute, l'afficheur devient rouge.

Fonction température de surface. Longueur 17 cm.

Idéal dans le cas de maladies infectieuses,

Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.

Prise de température fiable sans aucun contact corporel