

# Chaise de massage pliante KinChair

**Codes :**

Reference: 827015

**Description :**

Multiplés positions de réglage de l'assise en inclinaison, hauteur du cale-tronc, hauteur et inclinaison du repose-bras, inclinaison et profondeur de la tête.

Les parties de contact sont en mousse souple avec sellerie en PU cousu.

Structure en acier martelé.

Dimensions hors-tout : larg. 45/48 x prof. 55 x haut. 116 cm.

Ultra-légère : 8 kg

Livrée avec un sac de transport

Poids maximum supporté 130 kg.