

Enveloppe poignet/pouce TS à TL

Codes :

Reference: 081192491

**Description :**

L'enveloppe poignet-pouce s'adapte pour la main gauche et la main droite.

Support flexible

Sangle en matériau boucles et crochets

Se coupe selon les besoins

Lavable à la main. Séchage à l'air

Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence du poignet

Mesures et taille : M : 16,5 - 19cm

Existe aussi en : taille S : 14 - 15cm ; taille L : 20,5 - 21,5cm.

Par défaut la taille choisie est M 16,5 - 19 cm, autre taille nous contacter.