

Gymnic Ball 45 cm jaune

Codes :

Reference: 403002

**Description :**

Fabriqué sans un caoutchouc PVC très épais. Texture ultra douce, équipé de technologie de dégonflage anti-éclatement et livré avec un guide d'exercice.

Ballon recommandé pour tous les exercices de rééducation et de fitness en douceur et sans impact. Convient pour la méthode Pilates. Coloris jaune.

Diamètre 45 cm adapté en exercice assis pour des enfants.

Poids maximum autorisé 300 kg.