

Attelle poignet droite D-Ring TXS à TXL beige

Codes :

Reference: 091055623

**Description :**

L'attelle de poignet D-Ring est le choix classique pour le traitement des douleurs et de l'inconfort liés au syndrome du canal carpien, à l'arthrite, à la tendinite et aux autres affections du poignet.

Empêche toute flexion / extension non souhaitée du poignet, tout en permettant une mobilité totale des doigts et du pouce

Support en tissu polyester / coton laminé sur une mousse de 1cm

Doublure en jersey de coton - particulièrement confortable lorsque la peau est sensible aux matières synthétiques

Lavage en machine, séchage à l'air

Construction non élastique qui n'entrave pas la circulation

La conception circonférentielle maintient l'attelle en place lors de la pose

Fermetures à boucle en D permettent de contrôler la tension afin de régler le degré de soutien

Double couche de jersey en coton sous les fermetures pour protéger la peau contre les sangles

Long. de l'avant bras proportionnelle à la taille de l'attelle

Barre de support palmaire en aluminium réglable et amovible

Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence du poignet

Coloris : beige

Taille, circonférence poignet et longueur attelle :

Modèle : M : poignet de 17 à 19cm / Attelle de 22cm

Existe aussi en :

XS : poignet jusqu'à 14,5cm / Attelle de 21cm

S : poignet de 14,5 à 16,5 cm / Attelle de 21,5cm

L : poignet de 19,5 à 21,5cm / Attelle de 22,5cm
XL : poignet de plus de 21,5cm / Attelle de 23cm

Par défaut la taille choisie est M attelle de 22 cm, autre taille nous contacter.