

Entraîneur passif

Codes :

Reference: 535045



Description :

Mouvement autonome idéal pour le drainage lymphatique. Notre entraîneur passif vous permet de réaliser une mobilisation musculaire par entraînement du pédalier automatique. Mouvement doux et linéaire idéal pour les personnes en fauteuil ou fragiles.

Livré avec une paire de pédales larges avec straps et une paire de poignées pour l'utilisation des membres supérieurs.

Dimensions : 50 x 46 x 38 cm. Poids 8 kg. Puissance 60W.