

Compresse cervicale auto-chauffante

Codes :

Reference: 835048

**Description :**

La compresse atteint 50 ° pendant environ 30 minutes. A mettre dans l'eau bouillant pour qu'elle reprenne ses propriétés.

Cette compresse apporte une chaleur apaisante instantanément ! Il suffit de percuter la pastille interne pour que la compresse produise instantanément une chaleur intense à 47° pendant environ 15/20 mn. La chaleur décontracte efficacement les cervicales et calme les douleurs musculaires aiguës ou profondes. Il suffit de plonger la compresse dans l'eau bouillante pendant 5/10 mn pour qu'elle soit à nouveau réutilisable. Forme idéale pour les cervicales et les lombaires.

Dimensions : 42 x 20 cm.