

## Réchauffe main instantané

### Codes :

Reference: 835159



### Description :

Dégage une chaleur pendant 20 minutes.

Froid aux mains en balade ? Ces petites chaufferettes se glissent facilement dans la poche lorsque vous sortez. Lorsque vous avez froid aux mains, il suffit de percuter la pastille interne pour qu'elle dégage une chaleur douce, mais intense pendant une vingtaine de minutes. Plongez-la dans une casserole d'eau frémissante pendant 2 minutes, laissez-la refroidir et vous pouvez la réutiliser.

Livrés avec une housse microfibre douce et lavable.

Dimension de la chaufferette 10 X 7 cm.