

# Bouillotte microfibre ultra-douce Sun

## Codes :

Reference: 855146



## Description :

Réservoir en caoutchouc naturel, contenance 2L, housse confort. Dimensions : 33\*20 cm

Nos bouillottes vous garantissent un bien-être instantané en réchauffant votre lit durablement. Elles sont constituées d'un réservoir en caoutchouc naturel d'une contenance de 2 litres et d'une housse de confort.

Dimensions : 33 x 20 cm.

2 modèles de housse disponibles : housse en polyester microfibre ultra-douce motif Sun ou motif Ski.

Le grand classique pour se réchauffer