

Bouillotte tricotée Anthracite

Codes :

Reference: 855148



Description :

Réservoir en caoutchouc naturel, contenance 2L, housse confort. Dimensions : 33*20 cm

Nos bouillottes vous garantissent un bien-être instantané en réchauffant votre lit durablement. Elles sont constituées d'un réservoir en caoutchouc naturel d'une contenance de 2 litres et d'une housse de confort.

Dimensions : 33 x 20 cm.

Couleur : Antracite

4 modèles de housse disponibles : housse en polyester microfibre ultra-douce motif Sun ou motif Ski, housse polyester tricotée anthracite ou motif Scandinavia. Si vous ne souhaitez pas le coloris par défaut, merci de préciser la couleur retenue lors de votre commande.

Le grand classique pour se réchauffer