

## Surmatelas Qu4ttro Plus

### Codes :

Reference: 994322300



### Description :

- cycle alternant de pression à air de 1 sur 4,
- cellules d'air remplaçables,
- pompe réglée par microprocesseur,
- avertisseurs de panne auditifs et visuels,
- équipé d'un système de CPR,
- housse bi-élastique respirante, imperméable à l'eau.

Largeur totale : 88 cm

Longueur totale : 195 cm

Hauteur totale : 18 cm

Poids : 9.4kg

Poids maximum supporté : 200kg