

Gilet YZA de buste, gamme hospitalière

Codes :

Reference: YZAGBHP-PF

**Description :**

Made in France. Pour tous fauteuils. Certifié CE.
Dispositif médical de classe 1. Conforme à la législation REACH.
Température de lavage : 70°C (gamme Hospitalière). Disponible en taille unique.
Tour de taille : 50/145 cm. Boucle : 50 mm. Compatible avec le système NAUSI-SURE qui est un dispositif sécurisé de contention à fermeture magnétique. Certifié CE et fabriqué en France, le Gilet YZA est conçu dans le but de procurer au patient un maintien au fauteuil personnalisé et optimisé. À travers ses différents éléments, il participe à la recherche d'une bonne posture des patients installés au fauteuil. Prix pour le GILET YZA SEUL. La ceinture yza est modulable, ajouter les éléments suivant pour créer une ceinture pelvienne, abdominale ou une ceinture intégrale :
YZACAHP-PF Ceinture YZA abdominale, gamme hospitalière YZA-MP Module de maintien pelvien
YZA-GBHP-PF Gilet YZA de buste, gamme hospitalière YZA-MB Module de maintien de buste

Gilet de buste-Maintien modulable YZA. Le Gilet YZA de Buste. Ref 2017 : YZAGBHP Ref 2018 : YZAGBHP-PF.