

Module de maintien pelvien ECO pour ceinture abdominale

Codes :

Reference: CECOMP



Le module de
maintien
pelvien



Description :

Module de maintien pelvien pour ceinture eco abdominale ref :CECOMP
Made in France. Certifié CE. Pour tous fauteuils. Dispositif médical de classe 1. Conforme à la législation REACH. Température de lavage : 30°C. Gamme Maintien à Domicile. Taille unique
Tour de taille : 50/145 cm. Hauteur de la ceinture ECO: 11 cm. Boucle : 50 mm
Certifiée CE et fabriquée en France, la Ceinture ÉCO est conçue dans le but de procurer au patient un maintien au fauteuil simple et efficace.

Sa modularité participe à la recherche d'une posture personnalisée et optimisée des patients installés au fauteuil. COMPATIBILITÉ NAUSI-SURE

Compatible avec le système NAUSI-SURE qui est un dispositif sécurisé de contention à fermeture magnétique. Prix pour le module de maintien seul. La ceinture ECO est modulable, ajouter les éléments suivant pour créer une ceinture pelvienne ou une ceinture intégrale.

Par exemple les trois éléments suivant forme la ceinture ECO intégrale :

CECO-PF-A : Ceinture éco abdominale

CECO -PF -B : Ceinture éco de buste

CECO -MP : Module de maintien pelvien

La Ceinture ÉCO Pelvienne se compose de la Ceinture ECO Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien Pelvien. Cette article est composé du module uniquement, il n'est pas livré avec la ceinture eco abdominale. Ref 2017: CECOP / Ref 2018 :CECO -MP