

Module de maintien pelvien pour Ceinture YZA - Maintien modulable YZA

Codes :

Reference: YZAMP



Le module de
maintien
pelvien

Description :

Made in France
Pour tous fauteuils
Certifiée CE
Dispositif médical de classe 1
Conforme à la législation REACH
Température de lavage : 70°C (gamme Hospitalière) Disponible en taille unique
Tour de taille : 50/145 cm
Hauteur de la ceinture : 18 cm
Boucle : 50 mm

la Ceinture YZA Abdominale.

Compatible avec le système NAUSI-SURE qui est un dispositif sécurisé de contention à fermeture magnétique.

Certifiée CE et fabriquée en France, la Ceinture YZA est conçue dans le but de procurer au patient un maintien au fauteuil personnalisé et optimisé.

Son système de sangles montées sur élastique évite au patient les phénomènes de compression dus au serrage des sangles.

Prix pour le module de maintien pelvien YZA SEUL. La ceinture yza est modulable, ajouter les

éléments suivant pour créer une ceinture pelvienne, abdominale ou une ceinture intégrale :
YZACAHP-PF Ceinture YZA abdominale, gamme hospitalière
YZA-MP Module de maintien pelvien
YZA-GBHP-PF Gilet YZA de buste, gamme hospitalière
YZA-MB Module de maintien de buste

la Ceinture YZA Pelvienne se compose de la Ceinture YZA Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien Pelvien.